

KERN 315-211-407

Set sécurité 100 g (M1); 1000 g (F1)

KERN[®]



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	315-211-407
Model-Serie	315
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Kits de sécurité
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761245716
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Système de mesure

Nominal weights, included	100 g (M1); 1000 g (F1)
Valeur nominale	100 g & 1 kg
Classe OIML	F1;M1

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (LxPxH)	255x135x140 mm
Poids brut	3 kg
Poids net	1,2 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	1,8 kg
Délai de livraison	1 d

Les fonctions

Standard

Données techniques - Vérification

Vérification possible Oui

Services en option

DAkKS Calibrage 962-400-600

KERN 315-211-407

Set sécurité 100 g (M1); 1000 g (F1)

KERN[®]

