

# KERN 327-131

Peso singolo, classe OIML F1, 5 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile lucidato

**KERN®**

## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	327-131
Modello-Serie	327
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761473881
Data di inizio prevista	2024-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

## Dati tecnici - Primario

Valore nominale	5 kg
Tolleranza (OIML)	25 mg
Cassa in legno	337-131-100

## Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile lucidato
-----------	-------------------------------

## Dati tecnici - Sistema di misura

Classe OIML	F1
Conformità OIML	Yes
Densità (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Volume (cm <sup>3</sup> )	1250

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	136×136×132 mm
----------------------------	----------------

## Funzioni

Peso lordo	10 kg
Peso netto	10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

## Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-443
--------------------	---------

# KERN 327-131

Peso singolo, classe OIML F1, 5 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile lucidato



Standard

