

KERN 347-095-100-N00

Barra de soporte (Newton), 5 N, acero inoxidable finamente torneado

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	347-095-100-N00
Serie de modelos	347-095-100-N00
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761277267
Fecha de inicio prevista	2022-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Tolerancia (OIML)	25 mg
Caja plástico	347-515-400

Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable finamente torneado
----------	-------------------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Clase OIML	M1
Conforme OIML	No
Tolerancia (OIML)	25 mg
Densidad (kg/m ³)	7950
Volumen (cm ³)	59,5238

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	40×40×663 mm
Peso bruto	0,50 kg

Peso neto	0,50 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkKS Calibración	962-639N
-------------------	----------

KERN 347-095-100-N00

Barra de soporte (Newton), 5 N, acero inoxidable finamente torneado



Funciones

Standard

