

KERN ABT 320-4NM

Le modèle premium avec système de pesage Single-Cell

KERN®

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ABT 320-4NM
Model-Serie	ABT
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances analytiques
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761185562
Modèle successeur	ABP 300-4M
Date de début prévue	2016-2HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
Statut du produit	Yes
CE Label	Oui

Données techniques - Primaire

Capacité de pesage	320 g
Lisibilité	0,0001 g
Répétabilité	0,00015 g
Linéarité	± 0,0003 g

Données techniques - Construction

Dimensions du pare-vent, intérieur (L×P×H)	200×240×260 mm
Dimensions paravent, extérieur (L×P×H)	217×356×337 mm
Niveau à bulle	Oui

Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui
Matériau du boîtier	Métal
Taille de la plate-forme (L×P×H)	168×172×223 mm

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran	14 mm
--------------------	-------

Données techniques - Alimentation électrique

Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Adaptateur secteur	Unité d'alimentation électrique

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (automatique);Ajustement avec poids interne (manuel)
Linéarité	± 0,0003 g
Poids minimum (USP)	300 mg
Lisibilité	0,0001 g
Répétabilité	0,00015 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	4 s
Plage de tarage	320 g

KERN ABT 320-4NM

Le modèle premium avec système de pesage Single-Cell



Temps de préchauffage	8 h
Système de pesage	Single-Cell
Unités de pesage	Ct;g

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Température ambiante minimale	10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	405×580×550 mm
Poids brut	12 kg
Poids net	8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	165 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	4805 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	30 g
Composant d'emballage - par poids - verre	0 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	100 g

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage	320000
Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire)	1 mg
Poids minimum de la pièce	10 mg

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification E	0,001 g
Charge minimale (Min)	0,01 g

Services en option

DAkkS Calibrage	963-101
-----------------	---------

Les fonctions

Standard



Option



Factory

