

KERN 326-044

Kit di pesi, F1, 1 g - 200 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato, in una custodia di plastica

KERN®



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	326-044
Modello-Serie	326
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761223967
Modello precedente	322-044
Data di inizio prevista	2019-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	1 g - 200 g
Cassa in plastica	313-052-400
Peso set cassa	In una custodia di plastica

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile lucidato
È un set di pesi	Sì
Tipo di caso	In una custodia di plastica

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	1 g - 200 g
Classe OIML	F1
Conformità OIML	Sì

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	250×210×75 mm
Peso lordo	0,95 kg
Peso netto	0,40 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	580 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	962-417
--------------------	---------

Funzioni

KERN 326-044

Kit di pesi, F1, 1 g - 200 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato, in una custodia di plastica

KERN[®]

Standard

