

KERN 316-11

Poids individuel, Classe OIML E2, 1 kg, Forme compacte, inox poli

KERN[®]



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Code article du modèle | 316-11 |
| Model-Serie | 316 |
| Assortiment | KERN |
| Type de produit | Poids d'essai |
| Groupe de produits | Poids de test OIML E2 |
| Type d'utilisation du produit | Article principal;Accessoire/service |
| Code EAN (Modèle) | 4045761094925 |
| Date de début prévue | 2004-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 84239090 |

Données techniques - Primaire

| | |
|-------------------|-------------|
| Valeur nominale | 1 kg |
| Tolérance (OIML) | 1,6 mg |
| Boîtier aluminium | 317-110-600 |
| Boîtier plastique | 317-110-400 |
| Caisse en bois | 317-110-100 |

Données techniques - Construction

| | |
|----------|-----------|
| Matériau | Inox poli |
|----------|-----------|

Données techniques - Système de mesure

| | |
|------------------|--------|
| Nominal value | 1 kg |
| Classe OIML | E2 |
| OIML conform | Oui |
| Tolerance (OIML) | 1,6 mg |

Les fonctions

Standard

| | |
|------------------------------|------|
| Density (kg/m ³) | 7950 |
| Volume (cm ³) | 125 |

Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|--|------------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 48×48×73 mm |
| Poids brut | 1,00 kg |
| Poids net | 1,00 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 0 g |
| Délai de livraison | 1 d |

Données techniques - Vérification

| | |
|-----------------------|-----|
| Vérification possible | Non |
|-----------------------|-----|

Services en option

| | |
|-----------------|---------|
| DAkKS Calibrage | 962-341 |
|-----------------|---------|

KERN 316-11

Poids individuel, Classe OIML E2, 1 kg, Forme compacte, inox poli

KERN[®]

