

KERN 315-306-102

Safety Set 50 g (F2); 2 g (E2)

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	315-306-102
Modell-Reihe	315
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	Safety sets
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761223370
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Eichung möglich

Ja

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	962-300-400
--------------------	-------------

Technische Daten - Messsystem

Nennengewichte, inklusive	50 g (F2); 2 g (E2)
Nennwert	2 g & 50 g
OIML-Klasse	E2;F2

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×115×70 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	0,50 kg
Versandart	Paketsdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	500 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Funktionen

Standard

KERN 315-306-102

Safety Set 50 g (F2); 2 g (E2)

