



KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

www.kern-sohn.com

+0049-[0]7433-9933-0
 +0049-[0]7433-9933-149
 info@kern-sohn.com


EU-konformitetsförklaring | EU Declaration of Conformity | EU-Konformitätserklärung

SE Härmed förklarar vi i eget ansvar, att produkten, för vilken deklarationen gäller, stämmer överens med de följande riktlinjerna. Deklarationens föremål, som beskrivs här nedan, stämmer överens med unionens tillämpliga harmoniseringsrättsföreskrifter. Vågen är typgodkänd. Året för bedömningen av EU-överensstämmelsen anges bredvid CE-konformitetsmärkningen. EU-konformitetsbedömningen av sådana vågar sker på fabriken och märkningen "M" har placerats på apparaten och på förpackningen. Den angivna gravitationszonen anger användningsplatsen.

EN We hereby declare and assume sole responsibility for the declaration that the product complies with the directives hereinafter. The object of the declaration described below is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation. The scale was issued with a type approval certificate. The year of EU conformity assessment can be found next to the CE mark. Such scales bear the mark "M", on the device itself as well as on the packaging. The gravity zone specified determines the place of use.

DE Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Richtlinien übereinstimmt. Das Produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. Für die Waage liegt eine Bauartzulassung vor. Das Jahr der EU-Konformitätsbewertung ist neben der CE Konformitätskennzeichnung aufgeführt. Solche Waagen sind ab Werk EU-konformitätsbewertet und tragen die Kennzeichnung „M“ auf dem Gerät selbst und auf der Verpackung. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Eichung erforderlich.

Modell Model Modell	Typ Type Typ	Serienummer Serial no. Seriennr.
BID 1T-4EM	BID 1T-4EM	XXXXXXXXXX
BID 1T-4LM	BID 1T-4LM	
BID 1T-4M	BID 1T-4M	
BID 1T-4SM	BID 1T-4SM	
BID 3T-3LM	BID 3T-3LM	
BID 3T-3M	BID 3T-3M	
BID 600K-1M	BID 600K-1M	
BID 600K-1SM	BID 600K-1SM	
IOC 100K-2LM	IOC 100K-2LM	
IOC 100K-2M	IOC 100K-2M	
IOC 10K-3LM	IOC 10K-3LM	
IOC 10K-3M	IOC 10K-3M	
IOC 300K-2M	IOC 300K-2M	
IOC 30K-3M	IOC 30K-3M	
IOC 600K-1M	IOC 600K-1M	
IOC 60K-2LM	IOC 60K-2LM	
IOC 60K-2M	IOC 60K-2M	
IOC 6K-3M	IOC 6K-3M	
KIB-TM	KIB-TM	
BID 1T-4DM	TBID 1T-4DM-A	
BID 1T-4DSM	TBID 1T-4DSM-A	
BID 3T-3DLM	TBID 3T-3DLM-A	
BID 3T-3DM	TBID 3T-3DM-A	
BID 600K-1DM	TBID 600K-1DM-A	
BID 600K-1DSM	TBID 600K-1DSM-A	
UID 1500K-1DM	TUID 1500K-1DM-A	
UID 1500K-1M	TUID 1500K-1M-A	
UID 3000K-0DM	TUID 3000K-0DM-A	
UID 3000K-0M	TUID 3000K-0M-A	
UID 600K-1DM	TUID 600K-1DM-A	
UID 600K-1M	TUID 600K-1M-A	

CE-märkning CE mark applied CE Kennzeichnung	EU-direktiv EU directive EU-Richtlinie	Standarder Standards Normen	Typgodkännanden Type approvals Bauartzulassungen
	2011/65/EU (RoHS)	EN 50581:2012	
	2014/30/EU (EMC)	EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013	
	2014/31/EU (NAWI)	EN 45501:2015	0200-NAWI-03039
	2014/35/EU (LVD)	EN 62368-1:2014+A11:2017	

¹⁾ CE-symbolen står för företaget KERNs försäkran om överensstämmelse. Produkten är godkänd för användningskategorier vilka omnämns i direktivet 2014/31/EU avsnitt 1 art. 1 punkt 2 (från a till f). Vågarna har en metrologisk mätning "M" efter vilken anges två siffrorna av året för försäkran för överensstämmelse. Tillhörande dokumentet utgörs av certifikatet från typprovning enligt direktivet 2014/31/EU. Angiven gravitationszon anger användningsplatsen. En ändring som överskrider de angivna gränsvärdena för givet område kräver återgodkännande. Det anmälda organet NMI Certin BV (0122) genomför revisioner för modul D i enlighet med direktivet 2014/31/EU och har utfärdat CE-240-certifikatet för KERN.

¹⁾ This CE mark applied indicates declaration of conformity by KERN; approved for categories of use as listed in 2014/31/EU, chapter 1. article 1 pt. 2 (a to f). These weighing instruments bear the metrology marking "M" followed by the last two digits of the year of the declaration of conformity. Associated there is a type examination certificate according to 2014/31/EU. The specified gravitational zone determines the place of use. A change beyond the limits of the specified area requires a new verification. The notified body NMI Certin BV (0122) carries out audits for module D according to directive 2014/31/EU and issued the certificate CE-240 for KERN.

¹⁾ Diese CE Kennzeichnung kennzeichnet Konformitätsbewertung durch KERN; Eignung für Anwendungsbereiche nach 2014/31/EU, Kapitel 1. Artikel 1 Pkt. 2 (a bis f). Diese Waagen tragen das Metrologiekennzeichen „M“ gefolgt von der Jahreszahl der EU-Konformitätsbewertung auf dem Gerät. Für die Waage liegt eine EU-Baumusterprüfbescheinigung nach 2014/31/EU vor. Die angegebene Gravitationszone legt den Verwendungsort fest. Ein Wechsel des Gebrauchsortes über die Grenzen des angegebenen Verwendungsbereiches hinaus macht eine erneute Prüfung erforderlich. Die benannte Stelle NMI Certin BV (0122) führt Audits für Modul D gemäß Richtlinie 2014/31/EU durch und stellte das Zertifikat CE-240 für KERN aus.

g = ...

Placering eller zon: ...

Location or zone:

Ort oder Zone:

Datum | Date | Datum: 03.03.2021


Utfärdandeort: 72336 Balingen,

Place of issue: Germany

Ort der Ausstellung:

John Doe

KERN & Sohn GmbH



Albert Sauter

KERN & Sohn GmbH

Namnteckning:

Signature:

Signatur:

Behörig person

Verification officer

Prüfbevollmächtigter

Verkställande direktör

Managing director

Geschäftsführer