

# KERN 326-092

Kit di pesi, F1, 1 g - 10 kg, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno

# KERN®



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	326-092
Modello-Serie	326
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761224315
Data di inizio prevista	2019-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

## Dati tecnici - Primario

Valore nominale	1 g - 10 kg
Cassa in legno	313-090-100
Peso set cassa	In una cassa di legno

## Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile lucidato
È un set di pesi	Sì
Tipo di caso	In una cassa di legno

## Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	1 g - 10 kg
Classe OIML	F1
Conformità OIML	Sì

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 540×200×240 mm

Peso lordo 34 kg

Peso netto 32 kg

Metodo di spedizione Spedizioniere

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 1890 g

Tempo di consegna 2 d

## Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS 962-422

## Funzioni

Standard

# KERN 326-092

Kit di pesi, F1, 1 g - 10 kg, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno

**KERN**<sup>®</sup>

