

# KERN 303-096

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 10 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui

**KERN**<sup>®</sup>



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	303-096
Modell-Reihe	303
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761222991
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

## Technische Daten - Primär

Nennwert	1 mg - 10 kg
Gehäuse Aluminium	313-090-600
Gewichtssatz Koffer	Im Aluminiumetui

## Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtssatz	Yes
Art des Gehäuses	Im Aluminiumetui

## Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	1 mg - 10 kg
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	Yes

## Technische Daten - Verpackung & Versand

## Funktionen

Standard

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 610×260×235 mm

Bruttogewicht 28 kg

Nettogewicht 24 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 4,1 kg

Lieferzeiten 1 d

## Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung 963-208

# KERN 303-096

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 10 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumtui

**KERN**<sup>®</sup>



Option

