

# KERN 347-01

Pesas individuales, Clase OIML M1, 1 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado

# KERN®



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	347-01
Serie de modelos	347
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761008632
Modelo predecesor	347-41
Fecha de inicio prevista	2004-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

## Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	1 g
Tolerancia (OIML)	1 mg
Caja aluminio	317-010-600
Caja plástico	347-030-400
Caja de madera	337-010-200

## Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable finamente torneado
----------	-------------------------------------

## Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	1 g
Clase OIML	M1
Conforme OIML	Sí
Tolerancia (OIML)	1 mg

Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Volumen (cm <sup>3</sup> )	0,125

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	6×6×6 mm
Peso bruto	0,05 kg
Peso neto	0,05 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

## Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	Sí
-----------------------------	----

## Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-631
-------------------	---------

# KERN 347-01

Pesas individuales, Clase OIML M1, 1 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado

**KERN**<sup>®</sup>

Funciones

Standard

