

BROCHURE DEL PRODOTTO

**KERN
336-36**

Data: 19.03.2025

ITALIANO



Peso singolo, classe OIML F2, 5 kg, Blocco, acciaio inossidabile

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIZIONE

- Peso singolo, classe OIML F2, 5 kg, Blocco, acciaio inossidabile
- Per questo peso, consigliamo vivamente una scatola, data la classe di peso molto precisa. Troverete una selezione nella sezione accessori
- Per la verifica è necessaria una scatola. Si prega di aggiungere una scatola per pesi singoli.

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	336-36
Modello-Serie	336
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	Pesi di prova OIML F2
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale; Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761232808
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	5 kg
Tolleranza (OIML)	80 mg
Cassa in alluminio	346-060-600
Cassa in plastica	non disponibile
Cassa in legno	non disponibile

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni	150×68×96 mm
Materiale	acciaio inossidabile

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	5 kg
Classe OIML	F2
Conformità OIML	sì
Tolleranza (OIML)	80 mg

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	150×68×96 mm
Peso lordo	5 kg
Peso netto	5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	sì
-------------------------	----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-443
--------------------	---------

FUNZIONI

Standard



ACCESSORI

Modello	Descrizione
346-060-600	Custodia rinforzata in alluminio KERN 346-060-600

SERVIZI

Modello	Descrizione
962-443	Calibrazione DAkKS 962-443
962-443R	Ricalibrazione DAkKS KERN 962-443R
920-30	Marcatura con numeri di soffio KERN 920-30
921-443	Scostamento positivo garantito (? +1/3 OIML) KERN 921-443
920-301	Marcatura con numeri di soffio (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-301
920-321	Marcatura per incisione (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-321

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Valore nominale	Tolleranza (OIML)	Cassa in alluminio	Cassa in plastica	Cassa in legno
336-36	5 kg	80 mg	346-060-600	non disponibile	non disponibile
336-37	10 kg	160 mg	346-070-600	non disponibile	non disponibile
336-38	20 kg	300 mg	346-080-600	non disponibile	non disponibile
336-39	50 kg	800 mg	346-090-600	non disponibile	non disponibile