


FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OBB-A1327

Fecha: 29.01.2025

ESPAÑOL



Mesa en cruz para microscopios metalúrgicos

CONTACT



Dirección

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany



Teléfono y fax

Teléfono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149



Internet

Correo electrónico : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

Fase de microscopio OBB-A1327

ESPECIFICACIÓN

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBB-A1327
Serie de modelos	OBB-AS
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios metalúrgicos
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio
Código EAN (Modelo)	4045761168626
Fecha de inicio prevista	unbestimmt-1HJ
Número del arancel aduanero	90119000

Datos técnicos - Construcción

Tamaño de la mesa	200×140 mm
-------------------	------------

Distancia de desplazamiento de la mesa 76×52 mm

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	250×180×160 mm
Peso bruto	2 kg
Peso neto	1,6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	500 g
Plazo de entrega	1 d

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Sistema óptico	Tubo	Ocular	Objetivos estándar	Calidad del objetivo	Iluminación
OBB-A1196						
OBB-A1585						
OBB-A1587						
OBB-A1588						
OBB-A1535						
OBB-A1536						
OBB-A1558						
OBB-A1584						
OBB-A1524						
OBB-A1532						
OBB-A1533						
OBB-A1534						
OBB-A1434						
OBB-A1301						
OBB-A1309						
OBB-A1310						
OBB-A1433						
OBB-A1327						
OBB-A1331						

ESPAÑOL