

BROCHURE PRODUIT

KERN YKI-11

Date: 19.09.2025

FRANCAIS



Convertisseur RS-232/Ethernet

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

- Convertisseur pour connecter des balances, des instruments de mesure de force, etc. à un réseau Ethernet basé sur IP au moyen d'un port RS-232
- Permet une intégration directe des appareils de mesure à la plupart des réseaux d'entreprise, avec une configuration automatique via DHCP ou une attribution d'IP statique. L'accès aux données de mesure actuelles est possible à tout moment depuis l'ensemble du réseau
- Le convertisseur offre de nombreuses possibilités de configuration via l'interface web
- Compatible avec le logiciel KERN Balance Connection
- Adapté pour montage mural ou indépendant
- Contenu de la livraison : convertisseur RS-232/Ethernet avec 2 ports RS-232, adaptateur secteur (UE). Les deux ports RS-232 permettent de connecter et de gérer deux balances ou appareils de mesure en parallèle

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	YKI-11
Model-Serie	YKI
Assortiment	KERN
Type de produit	Accessoires généraux pour balances
Groupe de produits	Accessoires (imprimante, etc.)

Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
-------------------------------	----------------

Code EAN (Modèle)	4045761483378
-------------------	---------------

Modèle prédécesseur	YKI-01
---------------------	--------

Numéro de tarif douanier	84239010
--------------------------	----------

CE Label	yes
----------	-----

Données techniques - Alimentation électrique


Adaptateur secteur	Unité d'alimentation électrique
--------------------	---------------------------------

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	210×155×55 mm
Poids brut	0,40 kg
Poids net	0,20 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	194 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard



PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
YKA-11	Bloc d'alimentation KERN YKA-11