

# KERN 347-07

Peso singolo, classe OIML M1, 100 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	347-07
Modello-Serie	347
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761008724
Data di inizio prevista	2004-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

## Dati tecnici - Primario

Valore nominale	100 g
Tolleranza (OIML)	5 mg
Cassa in alluminio	317-070-600
Cassa in plastica	347-070-400
Cassa in legno	337-070-200

## Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile tornito fine
-----------	-----------------------------------

## Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	100 g
Classe OIML	M1
Conformità OIML	Yes
Tolleranza (OIML)	5 mg
Densità (kg/m <sup>3</sup> )	7950

## Funzioni

Volume (cm<sup>3</sup>) 12,5

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	22×22×39 mm
Peso lordo	0,10 kg
Peso netto	0,10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

## Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	Yes
-------------------------	-----

## Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-637
--------------------	---------

# KERN 347-07

Peso singolo, classe OIML M1, 100 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine



Standard

