

BROCHURE PRODUIT

OPTICS ODC 231

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Caméra microscope haute résolution avec écran LCD, peut être installée ultérieurement sur tous les modèles de la série OBT

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

- Écran 7"-LCD haute résolution pour une visualisation claire et détaillée de l'échantillon
- Caméra couleur CMOS pour des prises de vue numériques brillantes pour la documentation et l'analyse
- Montage facile de la caméra à la place de la tête de microscope de la série OBT
- Logiciel de mesure intégré pour une analyse directement sur l'appareil
- Port USB 2.0 pour le transfert de données vers un PC
- Emplacement pour carte MicroSD avec carte MicroSD de 16 Go pour un stockage facile
- Langues du menu : DE, EN, FR, RU, ZH
- Double alimentation USB incluse
- Logiciel PC externe S-Viewer pour des analyses plus approfondies
- Domaines d'application : écoles, établissements de formation et universités, laboratoires et instituts de recherche

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Code article du modèle | ODC 231 |
| Model-Serie | ODC-23 |
| Assortiment | Optics |
| Type de produit | Microscopes |
| Groupe de produits | Caméras microscopes |
| Type d'utilisation du produit | Accessoires/DL |
| Code EAN (Modèle) | 404576 1484979 |
| Numéro de tarif douanier | 85258900 |
| CE Label | yes |

Données techniques - Primaire

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Type de caméra | Caméra tablette |
| Résolution de la caméra | 2 MP |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur | 1/2,8" |

Données techniques - Construction

| | |
|------------------------|---|
| Capacité de couleur | Colour |
| Montage de la caméra | Connecteur |
| Interfaces | USB 2.0 |
| Système d'exploitation | Win 10;Win 11;Win 7;Win 8 |
| Logiciel applicable | Extern (S-Viewer) |
| Fonctions du logiciel | Bilddaufnahme;Bildbearbeitung/Dokumentation;Messungen;Videoaufnahme |
| Dimensions (L×P×H) | 182×125×85 mm |

Caractéristiques techniques - Affichage

| | |
|-----------------------|-----------|
| Type d'affichage | LCD |
| Taille de l'écran | 7" |
| Résolution de l'écran | 1844x1080 |

Données techniques - Alimentation électrique

| | |
|----------------------|--|
| Type d'alimentation | USB avec bloc d'alimentation enfichable (séparable) |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V AC 50 / 60 Hz 400 mA |
| Fiche d'alimentation | Plus à l'intérieur, moins à l'extérieur |
| Classe de protection | classe de protection III - basse tension de protection |
| Fixation du câble | amovible |

Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|--|------------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 200×190×125 mm |
| Poids brut | 0,70 kg |
| Poids net | 0,50 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 100 g |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 100 g |
| Délai de livraison | 1 d |

Données techniques - Vérification

| | |
|------|-----|
| WEEE | yes |
|------|-----|

FONCTIONS

| |
|----------|
| Standard |
|----------|



ACCESSOIRES

| Modèle | Description |
|-----------|--|
| ODC-A2404 | Lame d'étalonnage avec micromètre KERN ODC-A2404 |
| OCS 901 | Kit de nettoyage pour microscopes KERN OCS 901 |
| OCS-A1101 | Liquide de nettoyage KERN OCS-A1101 |

PIÈCES DÉTACHÉES

| Modèle | Description |
|-----------|--|
| ODC-A2404 | Lame d'étalonnage avec micromètre KERN ODC-A2404 |