

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS ODC 852

Data: 15.12.2025

ITALIANO



Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini

CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	ODC 852
Modello-Serie	ODC-85
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Telecamere da microscopio
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	404576 123573 1
Numero di tariffa doganale	90119000
CE Label	yes

Dati tecnici - Primario

Tipo di telecamera	HDMI Fotocamera per microscopio (AF) - C-Mount
Risoluzione della telecamera	5 MP

Tipo di sensore	Sony CMOS
-----------------	-----------

Dimensione del sensore	1/1,8"
------------------------	--------

Dati tecnici - Costruzione

Capacità di colore	Colore
Montaggio della telecamera	C-Mount
Messa a fuoco automatica	yes
Interfacce	HDMI;SD Kartenslot;USB 2.0;WLAN
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Software applicabile	integrierte Kamerasoftware (HDMI);Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)
Dimensioni (L×P×H)	92×68×68 mm

Dati tecnici - Alimentazione

Tipo di alimentazione	Alimentatore di rete
-----------------------	----------------------

Tensione di ingresso	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Spina di alimentazione	Più dentro, meno fuori
Classe di protezione	classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
Attacco del cavo	rimovibile

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	225×170×90 mm
Peso lordo	1,8 kg
Peso netto	1,00 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	558 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	12 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - vetro	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	88 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - metallo	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Verifica

RAEE	yes
------	-----

ACCESSORI

Modello	Descrizione
YKA-02	Kit adattatore per alimentatore KERN YKA-02
ODC-A8102	Oculare Adattatore KERN ODC-A8102
ODC-A8103	Oculare Adattatore KERN ODC-A8103
ODC-A8105	Oculare Adattatore KERN ODC-A8105
OXM 902	Software della camera Microscope VIS KERN OXM 902

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
YKA-02	Kit adattatore per alimentatore KERN YKA-02
ODC-A8501	Cavi HDMI ODC-A8501
ODC-A8502	Mouse USB ODC-A8502
ODC-A8504	Alimentatore KERN ODC-A8504
ODC-A8506	Alimentatore KERN ODC-A8506
ODC-A8507	Adattatore WiFi per telecamere per microscopio ODC-A8507

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Tipo di telecamera	Risoluzione della telecamera	Tipo di sensore	Dimensione del sensore
ODC 851	HDMI Fotocamera per microscopio - C-Mount	2 MP	Sony CMOS	1/2"
ODC 852	HDMI Fotocamera per microscopio (AF) - C-Mount	5 MP	Sony CMOS	1/1,8"