

KERN 346-76

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 5 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	346-76
Modell-Reihe	346
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761241671
Nachfolgemodell	346-76-2024e
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	5 kg
Toleranz (OIML)	250 mg
Gehäuse Aluminium	346-060-600

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen (B×T×H)	150×80×86 mm
Werkstoff	Gusseisen lackiert

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	5 kg
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	250 mg
Dichte (kg/m ³)	7100

Funktionen

Standard

Volumen (cm³) 704,2254

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	170×95×100 mm
Bruttogewicht	5 kg
Nettogewicht	5 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	Yes
-----------------	-----

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-643
--------------------	---------

KERN 346-76

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 5 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert

