

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A6 102UK

Datum: 29.04.2025

DEUTSCH



Professionelle Beleuchtungseinheiten garantieren eine herausragende, gleichmäßige und starke Ausleuchtung

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

- Für maximale Flexibilität und höchsten Komfort in der Stereomikroskopie
- Diese professionellen Beleuchtungseinheiten garantieren eine herausragende Lichtqualität bei konstanter Intensität auf das Objekt
- Selbstverständlich sind diese externen Beleuchtungseinheiten auch für Ihr Standard-Stereomikroskop passend
- Ausnahme: Die Ringbeleuchtungen passen nicht in Kombination mit folgenden Serien: OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5, OZG-4

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A6 102UK
Modell-Reihe	OZB-IR
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Externe Beleuchtungseinheiten
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	404576 12 18475
Zolltarifnummer	85395 100
CE Label	ja

Technische Daten - Primär

Beleuchtungsart	LED
Beleuchtungsintensität	4,5W

Technische Daten - Konstruktion

Farbtemperatur	6313 K
Dimmbar	ja
Durchmesser des Rings	6,3 cm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Schutzklasse	Schutzklasse II - Schutzisolierung
--------------	------------------------------------

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	180×110×55 mm
Bruttogewicht	0,50 kg
Nettogewicht	0,40 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	125 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g

Verpackungsbestandteil 0 g
- nach Gewicht -
Styropor

Verpackungsbestandteil 0 g
- nach Gewicht -
Schaumstoff

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE ja

FUNKTIONEN

Standard



DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
970-012	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) KERN 970-012

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Beleuchtungsart	Beleuchtungsintensität
OBB-A6 102	LED	4,5W
OBB-A6 102UK	LED	4,5W