

KERN ODC 231

Fotocamera per microscopio ad alta risoluzione, display LCD, installabile in un secondo momento su tutti i modelli della serie OBT

KERN®



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Modello codice articolo | ODC 231 |
| Modello-Serie | ODC-23 |
| Assortimento | Optics |
| Tipologia di prodotto | Microscopi |
| Gruppo di prodotti | Telecamere da microscopio |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale;Accessori/Servizi |
| Codice EAN (Modello) | 4045761484979 |
| Data di inizio prevista | 2025-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 90119000 |
| CE Label | Yes |
| Paese di origine | CN |

Dati tecnici - Primario

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Tipo di telecamera | Telecamera di tablet |
| Risoluzione della telecamera | 2 MP |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Dimensione del sensore | 1/2,8" |

Dati tecnici - Costruzione

| | |
|----------------------------|---|
| Capacità di colore | Colore |
| Montaggio della telecamera | Collegamento a spina |
| Interfacce | USB 2.0 |
| Sistema operativo | Win 10;Win 11 |
| Software applicabile | Integrierte Kamerasoftware;S-Viewer (OXM 904) |

Dati tecnici - Verifica

| | |
|------|-----|
| RAEE | Yes |
|------|-----|

Funzioni del software

Bilddaufnahme;Bildbearbeitung/Dokumentation;Messungen;Videoaufnahme

| | |
|--------------------|---------------|
| Dimensioni (L×P×H) | 182×125×85 mm |
|--------------------|---------------|

Dati tecnici - Display

| | |
|--------------------------|-------------|
| Tipo di display | LCD |
| Dimensioni dello schermo | 7" |
| Risoluzione del display | 1.844x1.080 |

Dati tecnici - Alimentazione

| | |
|------------------------|---|
| Tipo di alimentazione | USB incl. alimentatore a spina (separabile) |
| Tensione di ingresso | 100 - 240 V AC 50 / 60 Hz 400 mA |
| Spina di alimentazione | Più dentro, meno fuori |
| Classe di protezione | Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione |
| Attacco del cavo | Rimovibile |

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

| | |
|---|-----------------|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 200×190×125 mm |
| Peso lordo | 0,70 kg |
| Peso netto | 0,50 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 200 g |
| Tempo di consegna | 1 d |

KERN ODC 231

Fotocamera per microscopio ad alta risoluzione, display LCD, installabile in un secondo momento su tutti i modelli della serie OBT

KERN[®]

Funzioni

Standard

