

KERN 337-07

Pesas individuales, Clase OIML F2, 100 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Modelo de código de artículo | 337-07 |
| Serie de modelos | 337 |
| Surtido | KERN |
| Tipo de producto | Pesos de prueba |
| Grupo de productos | Pesas de ensayo OIML F2 |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal;Accesorio/servicio |
| Código EAN (Modelo) | 4045761006409 |
| Fecha de inicio prevista | 2004-1HJ |
| Número del arancel aduanero | 84239090 |

Datos técnicos - Primarios

| | |
|-------------------|-------------|
| Valor nominal | 100 g |
| Tolerancia (OIML) | 1,6 mg |
| Caja aluminio | 317-070-600 |
| Caja plástico | 347-070-400 |
| Caja de madera | 337-070-200 |

Datos técnicos - Construcción

| | |
|----------|-------------------------------------|
| Material | Acero inoxidable finamente torneado |
|----------|-------------------------------------|

Datos técnicos - Sistema de medición

| | |
|-------------------------------|--------|
| Valor nominal | 100 g |
| Clase OIML | F2 |
| Conforme OIML | Sí |
| Tolerancia (OIML) | 1,6 mg |
| Densidad (kg/m ³) | 7950 |

Volumen (cm³) 12,5

Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×P×Al) | 22×22×39 mm |
| Peso bruto | 0,10 kg |
| Peso neto | 0,10 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 0 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

Datos técnicos - Verificación

| | |
|-----------------------------|----|
| Posibilidad de verificación | No |
|-----------------------------|----|

Servicios opcionales

| | |
|-------------------|---------|
| DAkKS Calibración | 962-437 |
|-------------------|---------|

KERN 337-07

Pesas individuales, Clase OIML F2, 100 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado



Funciones

Standard

