

## BROCHURE PRODUIT

---

# KERN 327-03

Date: 15.12.2025

FRANCAIS



Poids individuel, Classe OIML F1, 5 g, Bouton, inox poli

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Cliquez ici pour plus  
d'informations

## DESCRIPTION

- Poids individuel, Classe OIML F1, 5 g, Bouton, inox poli (OIML)
- Pour ce poids, nous recommandons absolument un étui en raison de la classe de poids très précise. Vous en trouverez une sélection dans la section accessoires
- Pour homologation il vous faut un étui. Merci d'ajouter l'étui pour les poids singuliers.

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Code article du modèle        | 327-03                               |
| Model-Serie                   | 327                                  |
| Assortiment                   | KERN                                 |
| Type de produit               | Poids d'essai                        |
| Groupe de produits            | Poids de test OIML F1                |
| Type d'utilisation du produit | Article principal;Accessoire/service |
| Code EAN (Modèle)             | 4045761004702                        |
| Modèle successeur             | 327-03-2025e                         |
| Numéro de tarif douanier      | 84239090                             |

### Données techniques - Primaire

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Valeur nominale   | 5 g         |
| Tolérance (OIML)  | 0,16 mg     |
| Boîtier aluminium | 317-030-600 |
| Boîtier plastique | 347-030-400 |
| Caisse en bois    | 317-030-100 |

### Données techniques - Construction

|          |           |
|----------|-----------|
| Matériau | inox poli |
|----------|-----------|

### Données techniques - Système de mesure

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Nominal value                | 5 g     |
| Classe OIML                  | F1      |
| OIML conform                 | yes     |
| Tolerance (OIML)             | 0,16 mg |
| Density (kg/m <sup>3</sup> ) | 7950    |
| Volume (cm <sup>3</sup> )    | 0,625   |

### Données techniques - Emballage et expédition

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H)                | 8×8×16 mm        |
| Poids brut                                       | 0,05 kg          |
| Poids net                                        | 0,05 kg          |
| Mode d'expédition                                | Service de colis |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 0 g              |
| Délai de livraison                               | 1 d              |

### Données techniques - Vérification

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Vérification possible | yes |
|-----------------------|-----|

## Services en option

DAkkS Calibrage 962-433

## FONCTIONS

Standard



## ACCESSOIRES

| Modèle      | Description                                     |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 317-030-100 | Étui en bois pour poids KERN 317-030-100        |
| 347-030-400 | Étui en plastique pour poids KERN 347-030-400   |
| 317-030-600 | Étui à protection en aluminium KERN 317-030-600 |
| 315-242     | Pincette KERN 315-242                           |

## SERVICES

| Modèle   | Description                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 952-433  | Homologation KERN 952-433                                                          |
| 962-433  | Étalonnage DAkkS KERN 962-433                                                      |
| 962-433R | Réétalonnage DAkkS KERN 962-433R                                                   |
| 921-433  | Écart positif garanti (? +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-433                  |
| 920-350  | Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350                   |
| 920-351  | Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351 |

## DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

| Nom du modèle | Valeur nominale | Tolérance (OIML) | Boîtier aluminium | Boîtier plastique | Caisse en bois |
|---------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 327-01        | 1 g             | 0,1 mg           | 317-010-600       | 347-030-400       | 317-010-100    |
| 327-02        | 2 g             | 0,12 mg          | 317-020-600       | 347-030-400       | 317-020-100    |
| 327-03        | 5 g             | 0,16 mg          | 317-030-600       | 347-030-400       | 317-030-100    |
| 327-04        | 10 g            | 0,2 mg           | 317-040-600       | 347-050-400       | 317-040-100    |

| Nom du modèle | Valeur nominale | Tolérance (OIML) | Boîtier aluminium | Boîtier plastique | Caisse en bois |
|---------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 327-05        | 20 g            | 0,25 mg          | 317-050-600       | 347-050-400       | 317-050-100    |
| 327-06        | 50 g            | 0,3 mg           | 317-060-600       | 347-070-400       | 317-060-100    |
| 327-07        | 100 g           | 0,5 mg           | 317-070-600       | 347-070-400       | 317-070-100    |
| 327-08        | 200 g           | 1 mg             | 317-080-600       | 347-080-400       | 317-080-100    |
| 327-09        | 500 g           | 2,5 mg           | 317-090-600       | 347-090-400       | 317-090-100    |
| 327-11        | 1 kg            | 5 mg             | 317-110-600       | 347-110-400       | 317-110-100    |
| 327-12        | 2 kg            | 10 mg            | 317-120-600       | 347-120-400       | 317-120-100    |
| 327-13        | 5 kg            | 25 mg            | 317-130-600       | 347-130-400       | 317-130-100    |
| 327-14        | 10 kg           | 50 mg            | 317-140-600       | 347-140-400       | 317-140-100    |
| 327-141       | 10 kg           | 50 mg            | non disponible    | non disponible    | 337-141-100    |
| 327-15        | 20 kg           | 100 mg           | 317-150-600       | -                 | 317-150-100    |
| 327-151       | 20 kg           | 100 mg           | non disponible    | non disponible    | 337-151-100    |
| 327-16        | 50 kg           | 250 mg           | 317-160-600       | -                 | 317-160-100    |
| 327-161       | 50 kg           | 250 mg           | non disponible    | non disponible    | 337-161-100    |
| 327-131       | 5 kg            | 25 mg            | -                 | -                 | 337-131-100    |