

# KERN 315-412-407

Safety Set 100 g (M1); 2000 g (M1)

**KERN**<sup>®</sup>



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	315-412-407
Modell-Reihe	315
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761245532
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

## Technische Daten - Primär

Nennwert	100 g & 2 kg
Gehäuse Aluminium	Zet315-000-000
Gewichtsset Koffer	Im Aluminiumetui

## Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl
Ist Gewichtsset	Ja
Anzahl der Gewichte im Set	2
Art des Gehäuses	Im Aluminiumetui

## Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	100 g & 2 kg
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Ja

## Technische Daten - Verpackung & Versand

## Funktionen

Standard

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	255×135×140 mm
Bruttogewicht	3 kg
Nettogewicht	1,2 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	1,8 kg
Lieferzeiten	1 d

## Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	Ja
-----------------	----

## Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-600-600
--------------------	-------------

# KERN 315-412-407

Safety Set 100 g (M1); 2000 g (M1)

**KERN**<sup>®</sup>

