

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OZB-A45 15UK

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Doppia illuminazione a collo di cigno per illuminazione ottimale del vostro campione

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OZB-A45 15UK
Modello-Serie	OZB-IF
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Illuminazione esterna
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	404576 12 18505
Numero di tariffa doganale	94054239

Dati tecnici - Primario

Tipo di illuminazione	LED
Intensità di illuminazione	6W

Dati tecnici - Costruzione

Temperatura del colore	5600-6300 K
Lunghezza della fibra	300 mm
Dimensioni (L×P×H)	120×370×250 mm

Dati tecnici - Alimentazione

Classe di protezione	Classe di protezione I - conduttore di protezione
----------------------	---

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	300×250×250 mm
Peso lordo	2 kg
Peso netto	1,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	179,952 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	1,25665 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	70,1211 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE	yes
------	-----

FUNZIONI

Standard



PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
OZB-A4853	LED di ricambio OZB-A4853
OZB-A4867	Collo di cigno di ricambio con LED KERN OZB-A4867