

KERN 347-09

Peso singolo, classe OIML M1, 500 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	347-09
Modello-Serie	347
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761008786
Data di inizio prevista	2004-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	500 g
Tolleranza (OIML)	25 mg
Cassa in alluminio	317-090-600
Cassa in plastica	347-090-400
Cassa in legno	337-090-200

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile tornito fine
-----------	-----------------------------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	500 g
Classe OIML	M1
Conformità OIML	Sì
Tolleranza (OIML)	25 mg
Densità (kg/m ³)	7950

Funzioni

Volume (cm³) 62,5

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	38×38×66 mm
Peso lordo	0,50 kg
Peso netto	0,50 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	Sì
-------------------------	----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-639
--------------------	---------

KERN 347-09

Peso singolo, classe OIML M1, 500 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine



Standard

