

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN KMC-TM

Fecha: 28.01.2025

ESPAÑOL



Indicador: Plásticos, IP68 contra polvo y salpicadura de agua , fuente de alimentación integrada

CONTACT

 Dirección

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Teléfono y fax

Teléfono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Correo electrónico : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

Indicador KMC-TM, pantalla LCD, altura de dígitos 25 mm, unidades de pesaje

ESPECIFICACIÓN

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	KMC-TM
Serie de modelos	KMC
Surtido	KERN
Tipo de producto	Productos médicos
Grupo de productos	Pesabebés
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio
Código EAN (Modelo)	4045761150478
Fecha de inicio prevista	2014-1HJ
Número del arancel aduanero	84239010
Modelo descatalogado	yes

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	25 mm
-----------------------	-------

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tiempo de carga	12 h
Tensión de entrada	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	22 h
Batería recargable	Acumulador opcional - interno

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
-----------------------	-------------------------

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C

Temperatura ambiente mínima	-10 °C
-----------------------------	--------

Humedad mínima	0 %
----------------	-----

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	365×205×95 mm
------------------------------------	---------------

Peso bruto	1,00 kg
------------	---------

Peso neto	1,00 kg
-----------	---------

Método de envío	Servicio de paquetes
-----------------	----------------------

Número ONU	3496
------------	------

Componente de embalaje - por peso - cartón	0 g
--	-----

Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
---	-----

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

Datos técnicos - Verificación

Aprobación de verificación conforme a 2014/31/UE	yes
--	-----

Clase de verificación	III
-----------------------	-----

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción	Precio
RMCC-9002	Display deksel RMCC-9002	7,00 €
RMCC-8008	Tapa del compartimento de las pilas RMCC-8008	5,00 €
RMCC-5001	Aansluitbus RMCC-5001	5,00 €

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Capacidad de pesada	Legibilidad	Valor de verificación (e)
RMBCN-4012			
RMBCN-4013			
RTMBA-4001			
RTMBA-8001			
RTMBA-8002			
RTMBA-8003			
RTMBA-8004			
RMBCN-2002			
RMBD-8001			
RTMBA-2001			
RMBC-2001			
RMBCN-2001			
RMBC-6011			
RMBC-2002			
RMBC-8002			
RMBC-8003			
RMBC-8013			
RMBC-8012			
RMBC-8001			
RMBC-6001			
RMBB-4010			
RMBCN-4010			
RMBCN-4011			
MBC-A09			
RMBC-9001			
KMC-TM			

RMBB-6001

RMBB-1003

RMBB-4002

RMBB-8002

RMBB-4001

RMBB-4005

RMBE-8001
