

## FOLLETO DEL PRODUCTO

---

# OPTICS OZB-A58 10

Fecha: 11.03.2026

ESPAÑOL



Image not  
available

Soporte para el soporte del estereomicroscopio

---

### CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZB-A58 10
Serie de modelos	OZB-H
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios estereoscópicos
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1480872
Número del arancel aduanero	90119000
País de origen	CN

### Datos técnicos - Construcción

Diámetro del soporte	76 mm
----------------------	-------

### Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	290×210×135 mm
Peso bruto	1,6 kg
Peso neto	1,4 kg

Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	239,987 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	7,9008 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	81,3124 g
Plazo de entrega	1 d