

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OZB-A6303

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Individualidad, variedad y un trabajo flexible gracias a nuestro sistema modular ? ECO-Caballetes universales

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

Soporte para Estereomicroscopio (Universal) OZB-A6303

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZB-A6303
Serie de modelos	OZB-UE
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios estereoscópicos
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761235021
Número del arancel aduanero	90119000

Datos técnicos - Construcción

Tipo de soporte	universal (brazo articulado con resorte con abrazadera/soporte/tornillo macrométrico)
-----------------	---

Dimensiones (An×Pr×Al) 770×85×300 mm

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min -5 °C

Storage Temp Max 40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) 580×420×370 mm

Peso bruto 9 kg

Peso neto 7 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - cartón	750 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	750 g
Plazo de entrega	1 d

FUNCIONES

Standard



PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
OZB-A6390	Soporte para el brazo de la bisagra de resorte OZB-A6390
OZB-A6392	Palanca de sujeción de repuesto OZB-A6392