


OPTICS OBB-A 1558

Date: 29.01.2025

FRANCAIS



Transformateur 6V / 30W, Convient pour le modèle KERN OKM 172/173

CONTACT

📍 Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

🌐 Internet

Courriel : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPTION

Transformateur 6V / 30W OBB-A1558

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OBB-A1558
Model-Serie	OBB-AZ
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes métallurgiques
Type d'utilisation du produit	Pièce détachée
Code EAN (Modèle)	404576 1230040
Date de début prévue	unbestimmt-1HJ
Numéro de tarif douanier	90119000

Composant de l'emballage - par poids - plastique	300 g
--------------------------------------------------	-------

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

FRANCAIS

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	210×170×60 mm
Poids brut	1,00 kg
Poids net	0,70 kg
Mode d'expédition	Service de colis

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Système optique	Tube	Oculaire	Objectifs standard	Qualité des objectifs	Illumination
OBB-A1196						
OBB-A1585						
OBB-A1587						
OBB-A1588						
OBB-A1535						
OBB-A1536						
OBB-A1558						
OBB-A1584						
OBB-A1524						
OBB-A1532						
OBB-A1533						
OBB-A1534						
OBB-A1434						
OBB-A1301						
OBB-A1309						
OBB-A1310						
OBB-A1433						
OBB-A1327						
OBB-A1331						