

KERN 366-91

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 100 g, Zylinder, Gusseisen lackiert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	366-91
Modell-Reihe	366
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M3 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761012035
Nachfolgemodell	366-91-2025e
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	100 g
Toleranz (OIML)	50 mg

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Gusseisen lackiert
-----------	--------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	100 g
OIML-Klasse	M3
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	50 mg
Dichte (kg/m ³)	7100
Volumen (cm ³)	14,0845

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	31×31×22 mm
Bruttogewicht	0,10 kg
Nettogewicht	0,10 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	Nein
-----------------	------

Optionale Dienstleistungen

DAkS Kalibrierung	962-637
-------------------	---------

Funktionen

Standard

KERN 366-91

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 100 g, Zylinder, Gusseisen lackiert

