

KERN MSF 200

Porque cada centímetro es importante – tallímetro mecánico con aprobación médica para uso profesional en el diagnóstico médico



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	MSF 200
Serie de modelos	MSF
Surtido	KERN
Tipo de producto	Productos médicos
Grupo de productos	Básculas de baño
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761192843
Modelo predecesor	MSF 200-2016a
Fecha de inicio prevista	2017-1HJ
Número del arancel aduanero	84239010
CE Label	Yes

Datos técnicos - Primarios

Rango de medición	210 cm
Lectura	0,1 cm

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones (An×Pr×Al)	60×60×930 mm
------------------------	--------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Rango de medición	205 cm
Lectura	0,1 cm
Longitud mín.	60 cm
Tipo de dispositivo	Mecánico
Unidades	Cm;inch/ft
Tolerancia Longitud	10 mm

Funciones

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	1015×70×45 mm
Peso bruto	1,2 kg
Peso neto	0,80 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	108,5 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	108,5 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Aprobación médica 93/42/EWG	Yes
Clase MPG	1m
Código GMDN	37001

KERN MSF 200

Porque cada centímetro es importante – tallímetro mecánico con aprobación médica para uso profesional en el diagnóstico médico



Standard

