

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN 315-312-307

Fecha: 29.04.2025

ESPAÑOL



Safety Set 2 kg (F2); 100 g (F2)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

- Los conjuntos "KERN Safety Sets" incluyen cada uno una pesa de control para comprobar la sensibilidad, es decir, el ajuste correcto de su balanza, así como una pesa de control pequeña para comprobar el extremo inferior del margen de pesaje, es decir, la pesada mínima
- Opcionalmente el «KERN Safety Set» ofrece otra pesa de control para comprobar su balanza en el valor de peso que sea más relevante para usted
- Unos útiles accesorios adaptados al «KERN Safety Set», como p. ej. guantes especiales, pinzas, empuñaduras para pesas, brochas, etc., le servirán de ayuda a la hora de manipular correctamente sus pesas de control
- En un práctico estuche de protección junto a su balanza puede guardar así el útil para comprobar y garantizar en cualquier momento la elevada precisión de su balanza

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	315-312-307
Serie de modelos	315
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Conjuntos de seguridad

Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
--------------------------	---------------------------------------

Código EAN (Modelo)	4045761223431
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Sistema de medición

Pesos nominales, incluidos	2 kg (F2); 100 g (F2)
Valor nominal	100 g & 2 kg
Clase OIML	F2

Conforme OIML sí

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	255×135×140 mm
Peso bruto	3 kg
Peso neto	1,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	1,8 kg
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	sí
-----------------------------	----

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-400-400
-------------------	-------------

FUNCIONES

Standard



SERVICIOS

Modelo	Descripción
952-442	Verificación KERN 952-442
921-442	Divergencia positiva garantizada (? +1/3 OIML) KERN 921-442
962-400-400	Calibración DAkkS 962-400-400

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
315-242	Pinza KERN 315-242