


BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OBB-A1259

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Obiettivo planacromatico Infinity (senza vetrino coprioggetto) per una grande distanza di lavoro, 40 x /0,65, (3,9 mm) (molleggiato)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

Obiettivo 40 x (Planare infinito) OBB-A1259

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A1259
Modello-Serie	OBB-AO
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi metallurgici
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761167940
Numero di tariffa doganale	90119000

FUNZIONI

Standard



ITALIANO

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	65×40×40 mm
Peso lordo	0,60 kg
Peso netto	0,30 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	300 g
Tempo di consegna	1 d