

KERN 315-107-104

Safety Set 10 g (E2); 100 g (E2)

KERN[®]



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	315-107-104
Serie de modelos	315
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Conjuntos de seguridad
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761245679
Fecha de inicio prevista	2019-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Sistema de medición

Pesos nominales, incluidos	10 g (E2); 100 g (E2)
Valor nominal	10 g & 100 g
Clase OIML	E2
Conforme OIML	Sí

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	150×115×70 mm
Peso bruto	1,00 kg
Peso neto	0,50 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	500 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación Sí

Servicios opcionales

DAkKS Calibración 962-300-300

KERN 315-107-104

Safety Set 10 g (E2); 100 g (E2)

KERN[®]

Funciones

Standard

