

KERN OAB 20LED

Preciso y duradero: El compañero fiable para su laboratorio



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OAB 20LED
Serie de modelos	OAB-L
Surtido	Optics
Tipo de producto	Polarímetros
Grupo de productos	Polarímetros analógicos
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761476196
Modelo predecesor	OAB 10LN
Fecha de inicio prevista	2025-1HJ
Número del arancel aduanero	90271010
CE Label	Sí

Datos técnicos - Primarios

Vernier	0,05°
Longitud de onda	589 nm
División	1°

Datos técnicos - Construcción

Tipo	Manual
Fuente de luz	LED
Tiempo de estabilización	5 s
Dimensiones (An×Pr×Al)	500×130×330 mm
Contenedores de medición	Glasküvette 100mm; Glasküvette 200mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tipo de alimentación	Fuente de alimentación incorporada
Tensión de entrada	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Enchufe	Schuko
Clase de protección	Clase de protección II - aislamiento de protección
Fijación del cable	Conectado permanentemente

Datos técnicos - Sistema de medición

Escala Roation Min	-180°
Escala Roation Max	+180°
Aumento de lupa	3x

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	570×210×410 mm
Peso bruto	4,4 kg
Peso neto	2,8 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	1 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	658 g

KERN OAB 20LED

Preciso y duradero: El compañero fiable para su laboratorio



Componente del embalaje - por peso - plástico	91 g
--	------

Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	493 g
---	-------

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

Datos técnicos - Verificación

WEEE	Sí
------	----

Funciones

Standard

