

KERN 326-01

Poids individuel, Classe OIML F1, 1 g, Forme Eco, inox poli

KERN®



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	326-01
Model-Serie	326
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML F1
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761223745
Modèle prédécesseur	326-01-2018a; 327-61; 329-01
Modèle successeur	326-01-2025e
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	1 g
Tolérance (OIML)	0,1 mg
Boîtier aluminium	317-010-600
Boîtier plastique	347-030-400
Caisse en bois	317-010-100

Données techniques - Construction

Matériau	Inox poli
----------	-----------

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	1 g
Classe OIML	F1

Les fonctions

OIML conform	Oui
Tolerance (OIML)	0,1 mg
Density (kg/m ³)	7950

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	6×6×6 mm
Poids brut	0,05 kg
Poids net	0,05 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Services en option

DAkKS Calibrage	962-431
-----------------	---------

KERN 326-01

Poids individuel, Classe OIML F1, 1 g, Forme Eco, inox poli



Standard

