


Software EasyTouch

SET-46 Backup Scheduler



EasyTouch Backup Scheduler - Sauvegarde et restauration des données

Caractéristiques

- Remarque : le programme de base SET-01 Base est nécessaire pour cette set
- Planificateur de sauvegarde : automatisez vos sauvegardes et profitez des processus planifiés qui fonctionnent en continu et qui protègent vos précieuses informations en arrière-plan
- Sauvegardes automatiques des données : économisez du temps et de l'argent grâce aux sauvegardes automatiques à intervalles définis. Elles permettent d'assurer la cohérence et la fiabilité des données, de réduire les temps d'arrêt et de minimiser le risque de perte de données en cas d'incident
- Configuration du fichier de sauvegarde : les utilisateurs peuvent personnaliser le nom du fichier de sauvegarde, y compris le nom racine et l'horodatage en suffixe. Le répertoire de sauvegarde et le type de sauvegarde - création d'un nouveau fichier, écrasement d'un fichier existant ou extension de ce dernier - peuvent également être personnalisés
- Intervalle de sauvegarde : l'intervalle des sauvegardes peut être défini en heures, plusieurs fois ou une fois par jour, par semaine, par mois et par an
- Messages de sauvegarde : chaque sauvegarde automatique des données est affichée dans le répertoire de sauvegarde avec le nom du fichier sous forme de lien vers le fichier de sauvegarde
- Historique des sauvegardes : le déroulement et le statut de toutes les sauvegardes sont consignés et peuvent être consultés à tout moment
- Restauration : en cas de panne, la dernière sauvegarde peut être facilement restaurée grâce à la fonction « Restore »

DE SÉRIE



OPTION

