

KERN 326-02

Poids individuel, Classe OIML F1, 2 g, Forme Eco, inox poli

KERN®



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	326-02
Model-Serie	326
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML F1
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761223738
Modèle prédécesseur	326-02-2018a; 327-62; 329-02
Modèle successeur	326-02-2025e
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	2 g
Tolérance (OIML)	0,12 mg
Boîtier aluminium	317-020-600
Boîtier plastique	347-030-400
Caisse en bois	317-020-100

Données techniques - Construction

Matériau	Inox poli
----------	-----------

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	2 g
Classe OIML	F1

Les fonctions

OIML conform	Oui
Tolerance (OIML)	0,12 mg
Density (kg/m ³)	7950

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	6×6×10 mm
Poids brut	0,05 kg
Poids net	0,05 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	20 g
Délai de livraison	1 d

Services en option

DAkKS Calibrage	962-432
-----------------	---------

KERN 326-02

Poids individuel, Classe OIML F1, 2 g, Forme Eco, inox poli

KERN[®]

Standard

