

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OZB-A7101EU

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Le unità di illuminazione professionali garantiscono un'illuminazione eccellente, uniforme e potente

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- Per ottenere la massima flessibilità e confort elevato nella stereomicroscopia, scegliere qui l'illuminazione preferita
- Queste unità di illuminazione professionali garantiscono un'eccellente qualità di illuminazione con intensità costante sull'oggetto.: L'illuminazione ad anello polarizzata rappresenta inoltre un eccellente componente, ottimizzato specificamente per l'osservazione di superfici lucenti
- Naturalmente queste unità di illuminazione esterne sono adatte anche al vostro stereomicroscopio standard.
- Eccezione: delle illuminazioni ad anello in combinazione con le seguenti serie: OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5, OZG-4

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OZB-A7101EU
Modello-Serie	OZB-IR
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Illuminazione esterna
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761361584

Modello precedente OZB-A7101

Numero di tariffa doganale 85395100

Dati tecnici - Primario

Tipo di illuminazione LED

Intensità di illuminazione 4,5W

Dati tecnici - Costruzione

Temperatura del colore 6500-7000 K

Dimmerabile yes

Diametro dell'anello	6,2 cm
Filtro di polarizzazione	yes
Dimensioni (L×P×H)	99×90×33 mm

Dati tecnici - Alimentazione

Classe di protezione	classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
----------------------	---

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	0 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	250×150×80 mm
Peso lordo	1,00 kg
Peso netto	0,95 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	62,5 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE	yes
------	-----

FUNZIONI

Standard



ACCESSORI

Modello	Descrizione
YKA-02	Kit adattatore per alimentatore KERN YKA-02
YKA-11	Alimentatore KERN YKA-11

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
YKA-02	Kit adattatore per alimentatore KERN YKA-02
YKA-11	Alimentatore KERN YKA-11