

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN ALJ-A02

Datum: 17.03.2025

DEUTSCH



Verdunstungsfalle, minimiert Fehler durch Verdunstung beim Pipettieren bei kleinen Volumina von 10 µl bis 10 ml

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

PRODUKT-SCHAUFENSTER



SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	ALJ-A02
Modell-Reihe	ALJ
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761312296
Zolltarifnummer	90160090
CE Label	ja

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	270×215×85 mm
Bruttogewicht	0,85 kg
Nettogewicht	0,55 kg
Versandart	Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	158,5 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	158,5 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Glas	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard

