

KERN 347-125

Pesas individuales, Clase OIML M1, 2 kg, Peso de ranura (Tipo A), acero inoxidable finamente torneado



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Modelo de código de artículo | 347-125 |
| Serie de modelos | 347-125 |
| Surtido | KERN |
| Tipo de producto | Pesos de prueba |
| Grupo de productos | Pesas de prueba OIML M1 |
| Tipo de uso del producto | Artículo principal;Accesorio/servicio |
| Código EAN (Modelo) | 4045761256385 |
| Modelo predecesor | 347-525 |
| Fecha de inicio prevista | 2022-1HJ |
| Número del arancel aduanero | 84239090 |

Datos técnicos - Primarios

| | |
|-------------------|-------------|
| Valor nominal | 2 kg |
| Tolerancia (OIML) | 100 mg |
| Caja plástico | 347-130-400 |

Datos técnicos - Construcción

| | |
|----------|-------------------------------------|
| Material | Acero inoxidable finamente torneado |
|----------|-------------------------------------|

Datos técnicos - Sistema de medición

| | |
|-------------------------------|----------|
| Valor nominal | 2 kg |
| Clase OIML | M1 |
| Conforme OIML | Yes |
| Tolerancia (OIML) | 100 mg |
| Densidad (kg/m ³) | 8000 |
| Volumen (cm ³) | 238,0952 |

Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) | 80×80×57 mm |
| Peso bruto | 2 kg |
| Peso neto | 2 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 0 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

Servicios opcionales

| | |
|-------------------|---------|
| DAkKS Calibración | 962-642 |
|-------------------|---------|

KERN 347-125

Pesas individuales, Clase OIML M1, 2 kg, Peso de ranura (Tipo A), acero inoxidable finamente torneado



Funciones

Standard

