

# KERN 366-89

Peso singolo, classe OIML M3, 50 kg, Blocco, ghisa laccata

**KERN**<sup>®</sup>



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	366-89
Modello-Serie	366
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M3 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761012028
Data di inizio prevista	2004-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

## Dati tecnici - Primario

Valore nominale	50 kg
Tolleranza (OIML)	25 g

## Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni	310×155×192 mm
Materiale	Ghisa laccata

## Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	50 kg
Classe OIML	M3
Conformità OIML	Sì
Tolleranza (OIML)	25 g
Densità (kg/m <sup>3</sup> )	7100
Volume (cm <sup>3</sup> )	7042,2535

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

## Funzioni

Dimensioni imballo (L×P×H) 310×155×192 mm

Peso lordo 50 kg

Peso netto 50 kg

Metodo di spedizione Spedizioniere

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 0 g

Tempo di consegna 2 d

## Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica No

## Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS 962-646

# KERN 366-89

Peso singolo, classe OIML M3, 50 kg, Blocco, ghisa laccata



Standard

