

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OZB-A6302

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Individualidad, variedad y un trabajo flexible gracias a nuestro sistema modular ? ECO-Caballetes universales

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

El soporte del estereomicroscopio OZB-A6302

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZB-A6302
Serie de modelos	OZB-UE
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios estereoscópicos
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761177765
Número del arancel aduanero	90119000

Datos técnicos - Construcción

Tipo de soporte	universal (brazo articulado con resorte con soporte/abrazadera)
Diámetro del soporte	76 mm
Mecánica de enfoque	tornillo macrométrico
Dimensiones (An×Pr×Al)	620×580×200 mm

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	590×460×250 mm
Peso bruto	7 kg
Peso neto	4,6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes

Componente de
embalaje - por peso -
papel 0 g

Componente de
embalaje - por peso -
cartón 1620 g

Componente del
embalaje - por peso -
plástico 180 g

Componente del
embalaje - por peso -
espuma de poliestireno 0 g

Elementos de embalaje -
por peso - espuma 0 g

Plazo de entrega 1 d

FUNCIONES

Standard



PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
OZB-A6393	Soporte para el brazo de la articulación del resorte (de gas) OZB-A6393