

BROCHURE PRODUIT

KERN YPS-04

Date: 18.03.2026

FRANCAIS



Plaque antivibration

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

- Les plaques antivibration KERN YPS sont conçues pour amortir les secousses et les oscillations qui pourraient fausser les résultats de mesure des balances de précision et d'analyse haute précision. Également idéales pour poser des microscopes sur une surface sans vibration
- La plaque antivibration se compose de granit poli appuyé sur des éléments en caoutchouc absorbants.
- La plaque antivibration peut être utilisée pour un travail en position debout ergonomique ou en position assise confortable.
- Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
- Toutes les surfaces sont hygiéniques et faciles à nettoyer
- Convient à toutes les balances d'analyse, balances de précision et microscopes KERN avec les dimensions correspondantes
- Dimensions totales L×P×H 400×450×60 mm
- Poids net env. 30 kg

Prêt à être expédié en 2 jours. Expédition complète sur palette.

Dimensions, poids brut, frais d'envoi sur demande

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle YPS-04

Model-Serie	YPS
Assortiment	KERN
Type de produit	Accessoires généraux pour balances

Groupe de produits	Accessoires (imprimante, etc.)
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	404576 1490703
Modèle prédécesseur	YPS-04-2025a
Numéro de tarif douanier	84239010
Pays d'origine	DE
ligne de produits	EF20

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	800×600×470 mm
Poids brut	38 kg
Poids net	30 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - en poids - carton	400 g
Composant d'emballage - par poids - bois	7,6 kg
Délai de livraison	2 d

FONCTIONS

Standard



PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
<u>RTYPS-8001</u>	Amortisseurs en caoutchouc KERN RTYPS-8001