

KERN YKT-01

Imprimante de haute qualité avec un grand écran LCD et de nombreuses fonctions

KERN®



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	YKT-01
Model-Serie	YKT
Assortiment	KERN
Type de produit	Accessoires généraux pour balances
Groupe de produits	Accessoires (imprimante, etc.)
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761484849
Modèle prédécesseur	911-013; YKN-01; YKS-01; YKT-01-2023a
Date de début prévue	2025-2HJ
Numéro de tarif douanier	84239010
CE Label	Yes

Données techniques - Construction

Dimensions hors tout monté (L×P×H)	114,6×188,2×86,6 mm
------------------------------------	---------------------

Données techniques - Alimentation électrique

Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Adaptateur secteur	Unité d'alimentation électrique
Les interfaces	RS-232 de série

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
-------------------	------

Les fonctions

Température maximale de fonctionnement	45 °C
----------------------------------------	-------

Température ambiante minimale	5 °C
-------------------------------	------

Humidité minimale	10 %
-------------------	------

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	265×200×180 mm
-----------------------------------	----------------

Poids brut	1,8 kg
------------	--------

Poids net	0,65 kg
-----------	---------

Mode d'expédition	Service de colis
-------------------	------------------

Composant de l'emballage - en poids - carton	521,5 g
----------------------------------------------	---------

Composant de l'emballage - par poids - styromousse	521,5 g
----------------------------------------------------	---------

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

KERN YKT-01

Imprimante de haute qualité avec un grand écran LCD et de nombreuses fonctions



Standard

