

BROCHURE PRODUIT

OPTICS OBB-A1617

Date: 03.04.2025

FRANCAIS



Oculaire : HWF 10 x / Ø 20 mm, avec échelle 0,1 mm, anti-fongique, point oculaire élevé, (avec graduation 0,1 mm)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPTION

Oculaire (Ø 23,2 mm): HWF 10 x / Ø 20 mm OBB-A1617

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OBB-A 16 17
Model-Serie	OBB-AE
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes à lumière transmise
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761253759
Numéro de tarif douanier	90119000

Composant de l'emballage - en poids - carton 300 g

Délai de livraison 1 d

FONCTIONS

Standard



Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	85×65×45 mm
Poids brut	0,40 kg
Poids net	0,10 kg
Mode d'expédition	Service de colis