

# KERN ODC 895

Das digitale USB-Mikroskop für die schnelle Prüfung oder Ihr Hobby



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Modell-Artikel-Code    | ODC 895                 |
| Modell-Reihe           | ODC-89                  |
| Sortiment              | Optics                  |
| Produkt Segment        | Mikroskope              |
| Produktgruppe          | Mikroskop-Kameras (1)   |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel;Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell)      | 4045761190566           |
| Vorgängermodell        | ODC 893; ODC 894        |
| Geplanter Starttermin  | 2016-1HJ                |
| Zolltarifnummer        | 90118000                |
| CE Label               | Yes                     |
| Herkunftsland          | CN                      |

## Technische Daten - Primär

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Kamera-Typ        | USB Digital-Mikroskop |
| Kamera-Auflösung  | 2 MP                  |
| Sensor-Typ        | CMOS                  |
| Größe des Sensors | 1/3,2"                |

## Technische Daten - Konstruktion

|                     |   |
|---------------------|---|
| Farbfähigkeit       | Farbe   |
| Schnittstellen      | USB 2.0   |
| Betriebssystem      | Win 10;Win 11;Win 8                                 |
| Anwendbare Software | Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902);Windows Kamera App |
| Lagertemperatur Min | -5 °C   |
| Lagertemperatur Max | 40 °C   |

## Technische Daten - Verifizierung

|      |     |
|------|-----|
| WEEE | Yes |
|------|-----|

Abmessungen (B×T×H) 80×150×180 mm

## Technische Daten - Spannungsversorgung

|                  |  |
|------------------|--|
| Netzstecker      | USB A                                  |
| Schutzklasse     | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Kabelbefestigung | Fest angeschlossen                     |

## Technische Daten - Verpackung & Versand

|   |               |
|---|---------------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H)                      | 160×158×85 mm |
| Bruttogewicht                                       | 1,00 kg       |
| Nettogewicht  | 0,90 kg       |
| Versandart  | Paketdienst   |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier      | 0 g           |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton      | 131,984 g     |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff  | 438 mg        |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor    | 13,432 g      |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff | 0 g           |
| Lieferzeiten  | 1 d           |

## Technische Daten - Umweltbedingungen

# KERN ODC 895

Das digitale USB-Mikroskop für die schnelle Prüfung oder Ihr Hobby



## Funktionen

### Standard

