

KERN OBB-A6102

Des systèmes d'éclairage professionnels garantissent un éclairage remarquable, régulier et puissant

KERN[®]



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Code article du modèle | OBB-A6102 |
| Model-Serie | OZB-IR |
| Assortiment | Optics |
| Type de produit | Microscopes |
| Groupe de produits | Éclairage externe |
| Type d'utilisation du produit | Article principal |
| Code EAN (Modèle) | 4045761218468 |
| Modèle prédécesseur | OBB-A6102-2018a |
| Date de début prévue | 2019-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 85395100 |
| CE Label | Oui |

Données techniques - Primaire

| | |
|--------------------------|------|
| Type d'illumination | LED |
| Intensité de l'éclairage | 4,5W |

Données techniques - Construction

| | |
|------------------------|--------|
| Température de couleur | 5500 K |
| Variable | Oui |
| Diamètre de l'anneau | 6,3 cm |

Données techniques - Alimentation électrique

| | |
|----------------------|---|
| Classe de protection | Classe de protection II - isolation de protection |
|----------------------|---|

Données techniques - Conditions environnementales

Les fonctions

Standard

| | |
|------------------------------|-------|
| Température de stockage min. | -5 °C |
|------------------------------|-------|

| | |
|------------------------------|-------|
| Température de stockage max. | 40 °C |
|------------------------------|-------|

Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 180×110×55 mm |
|-----------------------------------|---------------|

| | |
|------------|---------|
| Poids brut | 0,50 kg |
|------------|---------|

| | |
|-----------|---------|
| Poids net | 0,40 kg |
|-----------|---------|

| | |
|-------------------|------------------|
| Mode d'expédition | Service de colis |
|-------------------|------------------|

| | |
|--|-----|
| Composant de l'emballage - en poids - papier | 0 g |
|--|-----|

| | |
|--|-------|
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 125 g |
|--|-------|

| | |
|--|-----|
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 0 g |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| Composant de l'emballage - par poids - styromousse | 0 g |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| Composant d'emballage - par poids - mousse | 0 g |
|--|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| Délai de livraison | 1 d |
|--------------------|-----|

Données techniques - Vérification

| | |
|------|-----|
| WEEE | Oui |
|------|-----|

KERN OBB-A6102

Des systèmes d'éclairage professionnelles garantissent un éclairage remarquable, régulier et puissant

KERN[®]

