

BROCHURE PRODUIT

OPTICS ODC 881

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

- Avec la caméra oculaire KERN, vous pourrez transformer votre microscope habituel en microscope numérique en remplaçant un oculaire de votre microscope non numérique par une caméra oculaire et en le raccordant à votre PC par USB
- Les appareils photo photo oculaire sont d'une utilisation universelle et peuvent être raccordés au microscope ou à un ordinateur portable ou PC avec un câble USD (USB 3.0)
- L'alimentation s'effectue par le câble USB, une alimentation supplémentaire est donc inutile
- Une synchronisation optimale, un débit d'images élevé et une performance d'image stable liés à notre logiciel Microscope VIS, que nous livrons, vous faciliteront énormément le travail quotidien.
- La livraison comprend, outre la caméra, notre logiciel Microscope VIS KERN OXM 902 en plusieurs langues, un câble USB (longueur : 1,5 m), deux adaptateurs d'oculaire et un micromètre à objets pour étalonner le logiciel
- Diamètres de tubes possibles:
 - 23,2 mm (standard)
 - 30,0 mm (adaptateur d'oculaire)
 - 30,5 mm (adaptateur d'oculaire)
- Résolution caméra 5,1 MP

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ODC 881
Model-Serie	ODC-88
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Caméras de microscope
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761246423
Modèle prédécesseur	ODC 881-2019a
Numéro de tarif douanier	85258900

Données techniques - Primaire

Type de caméra	USB3 Caméra oculaire - 23,2 mm
Résolution de la caméra	5,1 MP
Type de capteur	Aptina CMOS
Taille du capteur	1/2,8"

Données techniques - Construction

Capacité de couleur	Colour
Montage de la caméra	Connecteur
Interfaces	USB 3.0
Système d'exploitation	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Logiciel applicable	externe (OXM 902)
Dimensions (L×P×H)	56×32×32 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Classe de protection	classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	amovible

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	145×95×60 mm
Poids brut	0,50 kg
Poids net	0,45 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	72,1 mg
Composant de l'emballage - en poids - carton	34,5359 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	504,7 mg
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	36,9873 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Vérification

WEEE	yes
------	-----

FONCTIONS

Standard



FRANCAIS

ACCESSOIRES

Modèle	Description
ODC-A8101	Micromètre de lame KERN ODC-A8101
ODC-A8102	Oculaire Adaptateur KERN ODC-A8102
ODC-A8103	Oculaire Adaptateur KERN ODC-A8103
ODC-A2404	Lame d'étalonnage avec micromètre KERN ODC-A2404

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
ODC-A8101	Micromètre de lame KERN ODC-A8101
ODC-A8801	Câble USB 3.0 ODC-A8801