

OPTICS OZB-A2 185

Date: 28.01.2025

FRANCAIS



Unité d'alimentation électrique

CONTACT

 Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Courriel : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

Unité d'alimentation électrique OZB-A2185

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OZB-A2185
Model-Serie	OZB-AZ
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes vidéo
Type d'utilisation du produit	Pièce détachée
Code EAN (Modèle)	4045761249172
Date de début prévue	unbestimmt-1HJ
Numéro de tarif douanier	85044095

Données techniques - Alimentation électrique

Type d'alimentation	Bloc d'alimentation de table (séparable)
---------------------	--

Tension d'entrée 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Classe de protection classe de protection II - isolation de protection

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 120×50×50 mm

Poids brut 0,60 kg

Poids net 0,45 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage - par poids - plastique 150 g

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min. -5 °C

Température de
stockage max. 40 °C

Données techniques - Vérification

CE	yes
WEEE	yes

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Système optique	Objectives	Illumination	Résolution de la caméra	Type de capteur	Taille du capteur
OZB-A2185						
OZB-A2181						
OZB-A2182						
OZB-A2183						
OZB-A2184						
OZB-A2186						
OZB-A2102						
OBB-A3230						
OBB-A3228						
OZB-A2187						